

ESPECIFICACIÓ DE SERVEI

Codi: F-SG-012

Edició nº 01 Data 12/06/2023

Nom de la Plataforma / Servei Microscòpia Confocal		Data d'actualització 22/05/2019	
Adreçat a	Clients del Servei de Microscòpia Confocal		
Descripció del Servei Assessorament i/o observació de mostres en el microscopi confocal i els microscopis de fluorescència de la plataforma amb personal especialitzat. Assessorament i formació en autoservei en els equips en què s'autoritza aquest ús. Preparació de mostres. Assessorament en la quantificació d'imatges.			
Recursos Humans: Un/a responsable tècnic/a i un tècnic superior Equips: •Microscopi Confocal TCS-SP2-AOBS •Microscopi Confocal TCS-SP5-AOBS •Microscopi Òptic Olympus BX51 •Microscopi de fluorescència invertit Zeiss •Microscopi Nikon Eclipse 80 •Estereomicroscopi Leica MZ 9.5 •Plataforma suport càmera KaiserRA 2		Material Material bàsic necessari per a l'ús correcte del microscopi (oli, glicerol, paper).	
Horario 8-17 h		Telèfon 93 5565884	
Requereix autorització prèvia (seleccionar)		SI NO	
Condicions d'accés	Contacte amb el/la responsable IMPRESCINDIBLE per a l'ús dels SP2 i SP5. La resta d'equips es poden reservar prèviament a través dels calendaris d'Outlook i utilitzar com a autoservei, tret que s'indiqui el contrari en contactar amb el/la responsable.		
	Reservar prèviament a través dels calendaris d'Outlook i utilitzar com a autoservei. Microscòpia confocal contactar amb el/la responsable.		
Sistema per a l'entrega de resultats Via intranet: Carpetes a la unitat "U" creades específicament per a cada grup. En el cas de microscòpia confocal, el/la responsable farà arribar les imatges a cada grup. Per a la resta de microscopis: Tots els microscopis estan connectats a la xarxa i cada usuari pot enviar les seves dades després de cada ús.			
Normes d'ús			
Observacions / precaucions a tenir en compte: Està prohibit encendre i apagar la làmpada de fluorescència i els làsers dels microscopis confocals SP2 i SP5 sense el consentiment del/la responsable de la plataforma. Les sales han de tenir l'aire condicionat en funcionament perquè la temperatura no superi els 25 °C i han d'estar a les fosques per poder treballar correctament. En la resta de microscopis, cal respectar la llum baixa per als usuaris dels diferents estats. Seguir les normes d'ús de fluorescència per a cada equip en autoservei. Registrar-se sempre en els fulls de registre disponibles a cada microscopi.			

ESPECIFICACIÓ DE SERVEI

Codi: F-SG-012

Edició nº 01 Data 12/06/2023

Nom del/la Responsable de la Plataforma / Servei (o del/la Responsable Tècnic/a):
--

Responsable: Esther Peña

Tècnica de la plataforma: Mònica Pescador

Nota:

Tot el personal de les plataformes / serveis té establerts compromisos de confidencialitat sobre la totalitat de la informació a la qual tinguin accés durant el desenvolupament de les seves activitats.
